

PhysioWrap SPORT

Product Code: PHYWRA001

Availability: Pre-Order

Call for Price: +386 40 550 694



Description

Učinkovit sistem „vse v enem“, za pritrditev vrečk z ledoms, paketov z gelom in drugih oblik hladilnih ali grelnih terapij, na poškodovane dele mehkega tkiva. To vključuje poškodbe mišic, vezi, kit in kapsularnih ali hrustančnih struktur.

Lahek dozirnik za večkratno uporabo, ki vsebuje premaz z izredno prožnostjo, zagotavlja hitro nanašanje na poškodovane dele. Trdno drži terapevtsko sredstvo in ne potrebuje predpriprave ali odstranitve embalaže. Prozoren film omogoča preglednost območja okoli poškodbe, če pride do podplutb ali drugih simptomov.

Pritrdi led (ali paketke z gelom) na poškodbo ter zagotovi kompresijo poškodovanega dela. To izdatno pospeši okrevanje.

Ni potrebe po sponkah ali drugih pritrdilih. Niso potrebne škarje, zmogljiv film pa se prilepi kar sam (vendar ne na pacientovo kožo). Tudi odstranjevanje je hitro in neboleče.

Ta izredno učinkoviti film se nahaja na lahkem dozirniku iz toge plastike, namenjenemu večkratni uporabi, na voljo pa je v različnih priročnih velikostih paketkov. Obenem je prenosljiv in ga je mogoče enostavno shranjevati. En 100-metrski zvitek zagotavlja približno 50

nanosov, kar predstavlja izredno ugodno razmerje med ceno in količino. To kompaktno, lahko enoto je mogoče enostavno uvrstiti v komplet za prvo pomoč.

Zvitki *PhysioWrap merijo 100 mm x 100 m

IZBIRA

Opis

Sistem - 1 dozirnik in 1 zvitok

Referenca

PHYWRA00

1

Dodatni paket - 2 zvitka

PHYWRA00

2

Skupinski paket - 2 dozirnika in 6 zvitkov

PHYWRA00

3

Product Gallery



